

Freistehendes Stadiometer mit digitalem Display

seca
Präzision für die Gesundheit

seca 274

- + Freistehendes Stadiometer: überall im Raum aufstellbar
- + Perfektierte digitale Größenmessung: komfortabel und präzise
- + Präzises Ausrichten des Kopfes mit der Positionierungshilfe für die Frankfurt Linie
- + Hochwertige Glasplattform mit Fersenanschlag für exakte Dreipunktmessung
- + Nivellierfüße für absolut sicheren Stand
- + Inklusive Fersenanschlag für eine optimale Dreipunktmessung



seca 274

Freistehendes Stadiometer mit digitalem Display



Komfortabel, schnell und fehlerfrei die Größe bestimmen

So sieht die perfekte Größenmessung mit dem Stadiometer seca 274 aus: Die Füße des Patienten am Fersenanschlag ausrichten den Kopfschieber mit Bremstaste auf den Scheitel führen. Der Kopf wird dank der Positionierungshilfe für die Frankfurt Linie perfekt horizontal ausgerichtet. Die Größe kann direkt am Display im Kopfschieber abgelesen werden.

Das digitale Stadiometer für Präzisionsarbeit

Das seca 274 misst die Körpergröße digital und ermöglicht das komfortable Ablesen vom hinterleuchteten Display am Kopfschieber. Unter anderem zeugen die Säule aus maßgefertigten Aluminiumprofilen, die seca Frankfurt Linie sowie die Glasplattform mit Nivellierfüßen und Fersenanschlag von der Erstklassigkeit dieses Stadiometers. Das macht nicht nur einen sehr guten optischen Eindruck, sondern garantiert vor allem eine absolut präzise Größenmessung.

Messbereich	30 – 220 cm
Teilung Messbereich	1 mm
Maße (BxHxT)	434 × 2.394 × 466 mm
Maße Plattform (BxHxT)	430 × 60 × 365 mm
Eigengewicht	15 kg
Stromversorgung	Batterien
Funktionen	HOLD, RESET, Abschaltautomatik, Kalibrierung / automatische Kalibrierung, Freie Nullpunktwahl
Medical Device Regulation (MDR) zertifiziert	



Vollendete Präzision in der Größenmessung

Beim Stadiometer seca 274 ist alles darauf ausgelegt, den Patienten exakt zu positionieren und so seine Körpergröße präzise zu bestimmen: Die hochwertige Säule aus maßgefertigten Aluminiumprofilen, der leichtgängige Kopfschieber mit hinterleuchtetem Display, die Positionierungshilfe zum Ausrichten des Kopfes anhand der Frankfurt Linie sowie die Plattform aus Sicherheitsglas mit Fersenanschlag.

seca deutschland
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg
Deutschland

T 0800 20 00 005 Deutschland
T 00800 20 50 50 50 Österreich
F +49 40 20 00 00 50
E insidesales.de@seca.com

seca ag schweiz
Schöneggstrasse 4
4153 Reinach
Schweiz

T +41 61 711 03 00
E info.ch@seca.com

Präzision für die Gesundheit
seca.com